


EN: HAND CONTROL MITTEN



MANUFACTURED BY:
DeRoyal Industries, Inc.
200 DeBusk Lane
Powell, TN 37849 USA
888.938.7828 or (001) 865.938.7828
www.deryoyal.com

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 – Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

UK Responsible Person
MedEnvoy UK Limited
85, Great Portland Street, First Floor
London, W1W 7LT
United Kingdom



PART#0-716G I REVISED 10/23

©2023 DeRoyal Industries, Inc.
All Rights Reserved. DeRoyal and the DeRoyal logo
are registered trademarks of DeRoyal Industries, Inc.

ES: MANOPLA PARA EL CONTROL DE MANOS

FR: MOUFLÉ DE CONTENTION

DE: SICHERUNGSHANDSCHUH

IT: MANOPOLA DI CONTROLLO MANO

PT: MEIA-LUVA DE CONTROLE DAS MÃOS

NL: BESCHERMWANT

SE: MITSAR FÖR HANDKONTROLL

TR: EL KONTROL ELDİVENİ

EL: MONOKOMMATO PERIORIÓSTIKO GANTI

HAND CONTROL MITTEN

	SINGLE PATIENT USE
	NON-Sterile
	MEDICAL DEVICE
	NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX
RX ONLY	FEDERAL U.S.A. LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE OR USE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN OR PROPERLY LICENSED PRACTITIONER.

IMPORTANT INFORMATION

Please read all instructions, warnings and cautions before use. Correct application is essential for proper functioning of the product. Use only on the person it was provided to by a healthcare professional and only for the use it was intended.

INTENDED USE

The DeRoyal® Hand Control Mitt is intended to help prevent patients from disturbing medical treatment.

CONTRAINDICATIONS

- Never use on a patient if an I.V. or wound site could be compromised by the device.
- Do not use on a patient who is or may become highly aggressive or agitated.

WARNINGS

- Improper application or use of this device may result in serious injury or death.
- Check to ensure that mitts are properly secured and circulation is not compromised.
- Check to ensure mitts are not damaged, missing components, or contaminated, and that all hook and loop and/or buckle closures function properly.
- Use hospital approved bed safety guidelines. If securing the device to a bed or chair, always secure straps to the portion of the bed or chair that moves with the patient. Do not secure straps to bed side rails.
- Always keep excess straps out of patient's reach. Check the patient regularly per hospital's policies and procedures.

CAUTIONS

- This product is to be fitted a properly licensed practitioner who is familiar with the purpose for which it is intended. This practitioner is responsible for providing wearing instructions and cautions to other healthcare practitioners or healthcare providers involved in the patient's care.
- The practitioner must be trained and demonstrate competency in using this device per the instructions provided and per facility policies, state and federal regulations. The practitioner should perform a

complete assessment of the patient to ensure the device is necessary. Use a restraint only when all other alternative methods of treatment and intervention have failed to meet the patient's needs.

- Be sure to follow your facility's policies and guidelines for frequency of patient monitoring and documentation.
- Consult your prescriber immediately if you experience sensation changes, unusual reactions, swelling or increased pain while using this brace. Discontinue use if pressure injuries develop.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Release the hook strap and open the wrist closure.
- Place the patient's hand in the mitt with the padded side touching the patient's palm. If there are finger separators, make sure fingers are placed into the appropriate slots.

3. Secure wrist closure, with either hook and loop strap or laces. If using hook and loop strap, pull the strap until the wrist closure fits snug around the patient's wrist. Secure the hook to the loop side of the strap. If using laces, gently pull both laces until the wrist closure fits snug around the patient's wrist, and tie the laces as if tying a shoelace. **NOTE:** Do not over-tighten, two fingers should fit between the device and the patient to ensure circulation is not compromised.

- IF APPLICABLE:** The optional bed attachment strap(s) may be used for further security. Feed the strap(s) through the loop hole on the wrist closure. Feed the end of the strap through the sea wave buckle and pull completely through until the teeth engage the strap. Secure the strap(s) using quick release ties to the portion of the bed frame that moves with the patient.

QUICK RELEASE TIES

Wrap the strap(s) around the anchor once. Take the loose end of the strap(s) and create a loop. Cross the loop over the other strap(s) that is wrapped around the anchor and feed it through opening as if tying a shoelace. Hold that loop and create another loop with the loose strap(s) and feed it through the first loop. Pull the final loop and the strap(s) attached to the cuff in opposite directions to form a quick-release tie.

CLEANING AND/OR MAINTENANCE (IF APPLICABLE)

Please refer to hospital approved guidelines for cleaning and disinfecting of the device.

STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS

	KEEP DRY
	KEEP AWAY FROM SUNLIGHT

In addition to the competent authority in the country where the patient resides, serious incidents must be reported to DeRoyal Industries, Inc.

WARRANTY

DeRoyal® products are warranted for one hundred twenty (120) days from the date of shipment from DeRoyal as to product quality and workmanship. **DEROVAL'S WRITTEN WARRANTIES ARE GIVEN IN LIEU OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

INSTRUCCIONES PARA EL USO

	ÚSESE UNA POR PACIENTE
	NO ESTÉRIL
	DISPOSITIVOS MÉDICOS
	NO REALIZADA CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Lea todas las instrucciones, advertencias y precauciones antes de usar este producto. Es esencial aplicarlo correctamente para que funcione de forma adecuada. Debe utilizarse únicamente en la persona para quien ha sido prescrito por un profesional sanitario, y solo para el uso previsto.

USO PREVISTO

La manopla para el control de manos de DeRoyal® está prevista para ayudar a impedir que los pacientes estén expuestos a la manipulación del paciente.

CONTRAINdicaciones

- No la utilice nunca en un paciente si existe el riesgo de que afecte a una herida o una canalización venosa.
- No se debe usar en pacientes que presentan o pueden presentar estados de gran agresividad o agitación.

ADVERTENcIAS

- La colocación o el uso incorrectos de este producto pueden provocar lesiones graves e incluso la muerte.
- Compruebe que las manoplas estén bien aseguradas y que la circulación del paciente no esté dificultada.
- Asegúrese de que las manoplas no estén dañadas, que no faltan componentes ni estén contaminadas, y que todos los cierres de cinta autoadhesiva y/o de hebilla funcionen correctamente.
- Siga las pautas hospitalarias autorizadas sobre seguridad de pacientes encamados. Si fija el producto a una cama o sillín, las correas siempre deberán fijarse a una parte de la cama o de la silla que se mueva con el paciente. No fije las correas a las barandillas laterales de la cama.
- La parte sobrante de las correas siempre debe estar fuera del alcance del paciente. Controle al paciente con regularidad de conformidad con la política y las pautas del hospital.

INSTRUCCIONES DE USO

- Suelte la parte de microganchos de la correa y abra el cierre de la muñeca.

- Coloque la mano del paciente dentro de la manopla con el lado acolchado en contacto con la palma del paciente. Si hay separador de dedos, asegúrese de que los dedos estén en el orificio correspondiente.
- Asegure el cierre de la muñeca con la correa de cinta autoadhesiva o los cordones. Si usa la correa de cinta autoadhesiva, tire de la correa hasta que el cierre de la muñeca se ajuste perfectamente alrededor de la muñeca del paciente. Fije el lado de microganchos al lado de bucles de la correa. Si usa los cordones, tire suavemente de los dos cordones hasta que el cierre de la muñeca se ajuste perfectamente alrededor de la muñeca del paciente y átelo como si estuviera atando el cordón de un zapato. **NOTA:** No apriete demasiado. Entre el producto y el paciente deben caber dos dedos, de forma que no impida la circulación.
- SI PROCEDA:** Se pueden utilizar las correas opcionales de fijación a la cama para mayor seguridad. Introduzca la(s) correa(s) en la rendija del cierre de la muñeca. Introduzca el extremo de la correa a través de la hebilla dentada y tire completamente hasta que los dientes enganchen la correa. Fije la(s) correa(s) usando nudos de liberación rápida a la parte de la estructura de la cama que se mueve con el paciente.

NUDOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA

Envuelva la(s) correa(s) alrededor del punto de anclaje.

Krankenhausvorschriften kontrollieren.

una vez. Forme un lazo con el extremo suelto de la(s) correa(s). Pase el lazo por encima de la(s) otra(s) correa(s) envueltas(s) alrededor del punto de anclaje y luego sáquelo por debajo. Sujetando el primer lazo, forme otro lazo con la(s) correa(s) suelta(s) e introduzcalo en el primer lazo. Tire en direcciones contrarias del lazo final y de la(s) correa(s) fija(s) al punto de anclaje para formar un nudo de liberación rápida.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (SI PROCEDA)
Consulte las directrices hospitalarias autorizadas sobre limpieza y desinfección del producto.

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

	MANTÉNGASE SECO
	MANTÉNGASE ALEJADO DE LA LUZ SOLAR

Además de la autoridad competente en el país donde resida el paciente, cualquier incidente grave debe ser informado a DeRoyal Industries, Inc.

GARANTÍA
Los productos de DeRoyal tienen una garantía contra defectos de calidad y fabricación de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de envío de DeRoyal. LAS GARANTÍAS ESCRITAS DE DEROVAL SUSTITUYEN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO.

MOUFLÉ DE CONTENTION

	PRODUIT RÉSERVÉ À L'UTILISATION SUR UN SEUL PATIENT
	NON STÉRILE
	DISPOSITIVOS MÉDICOS
	NON FAIRÉ EN LÁTEX NATUREL

INFORMATION IMPORTANTE

Avant l'utilisation, lire l'ensemble des instructions, avertissements et précautions. Une application correcte est essentielle pour assurer la parfaite efficacité du produit. Utiliser uniquement sur la personne à laquelle le dispositif a été prescrit par un professionnel de santé et uniquement pour l'usage prévu.

USAGE PRÉVU

Le moufle de contention DeRoyal® est conçu pour empêcher les patients de perturber le traitement médical.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne jamais utiliser sur un patient si le dispositif risque d'endommager un emplacement d'intraveineuse ou une blessure.
- Ne pas utiliser sur un patient qui est ou qui pourrait devenir fortement agressif ou agité.

AVERTISSEMENTS

- Toute mauvaise application ou utilisation du dispositif risque de blesser gravement ou de tuer le patient.
- Vérifier visuellement que les moufles sont bien en place et que la circulation du patient n'est pas entravée.
- S'assurer que les moufles ne sont pas endommagées ou contaminées et qu'il ne manque aucun élément, et vérifier que toutes les fermetures auto-agrippantes et/ou à boucle sont fonctionnelles.
- Appliquer les directives de sécurité des lits approuvées par l'hôpital. Pour fixer le dispositif à un lit ou à un fauteuil, toujours attacher les sangles à la partie du lit ou du fauteuil qui se déplace avec le patient. Ne pas attacher les sangles au lit ou aux barrières latérales du lit à roulettes.
- Toujours tenir les sangles qui dépassent hors de portée du patient. Contrôler régulièrement le patient, en suivant les procédures et politiques de l'hôpital.

ATTACHES RAPIDES
Enrouler una sola o las sangles autour du point d'ancre. Prendre l'extrémité libre de la ou des sangles et faire une boucle. Croiser la boucle sur la ou les autres sangles qui entourent le point d'ancre et la faire passer à travers l'ouverture comme pour lacer des chaussures. Tenir cette boucle et en faire une autre avec la ou les sangles libres, puis la faire passer à travers la première boucle. Tirer la boucle finale et la ou les sangles fixées au brassard dans des directions opposées, afin de former une attache rapide.

NETTOYAGE ET/OU MAINTENANCE (SI APPLICABLE)
Veuillez vous reporter aux directives approuvées par l'hôpital pour le nettoyage et la désinfection du dispositif.

CONDICIONES DE STOCKAGE Y DE TRANSPORTE

	GARDER AU SEC
<img alt="	

MANOPOLA DI CONTROLLO MANO

	PER UTILIZZO SU UN UNICO PAZIENTE
	NON STERILE
	DISPOSITIVI MEDICI
	NON IN LATTICE DI GOMMA NATURALE
	SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA
LE LEGGI FEDERALI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA LIMITANO LA VENDITA DEL PRESENTE DISPOSITIVO A MEDICI, A PERSONALE AUTORIZZATO O A OPERATORI SANITARI ABILITATI.	

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Leggere tutte le istruzioni, le avvertenze e le indicazioni prima dell'uso. Applicare correttamente il prodotto è fondamentale per garantire il regolare funzionamento. Da utilizzare esclusivamente per la persona a cui è stato fornito dal professionista sanitario ed esclusivamente per l'uso a cui è destinato.

USO PREVISTO

La manopola di controllo mano DeRoyal® è concepita per contribuire a impedire che il paziente interferisca nel trattamento medico.

CONTRINDICAZIONI

- Non utilizzare per pazienti nei quali la sede di terapia e.v. o di ferite possa essere compromessa dal dispositivo.
- Non usare per pazienti che sono o potrebbero divenire soggetti a stati di forte aggressività o agitazione.
- AVVERTENZE**
 - L'applicazione o l'uso improprio del presente dispositivo possono causare lesioni e morte.
 - Controllare e assicurarsi che le manopole siano correttamente fissate e non compromettano la circolazione.
 - Controllare e assicurarsi che le manopole non siano danneggiate o contaminate, che non manchino componenti e che tutte le chiusure a strappo e/o con fibbia funzionino correttamente.
 - Applicare le linee guida sulla sicurezza del letto approvate dall'ospedale. Se si applica il dispositivo a un letto o a una sedia, fissare sempre le fasce a un elemento del letto o della sedia che si muova con il paziente. Non fissare le fasce alle sponde laterali del letto.
 - Tenere sempre le fasce in eccesso fuori della portata del paziente. Controllare il paziente con regolarità secondo i regolamenti e le procedure dell'ospedale.

PRECAUZIONI

- Il presente prodotto deve essere applicato da operatori

BESCHERMWANT

	UITSLUITEND BODEDOOD VOOR GEBRUIK BIJ EÉN PATIËNT
	NIET-STERIEL
	MEDISCHE HULPMIDDELEN
	NIET VERVAARDIGD UIT NATUURLATEX
GERELATEERD BODEDOOD VOOR GEBRUIK VAN MEDICAL PERSONNEL	
VOLGENS FEDERALE WETGEVING IN DE VS MAG DIT PRODUCT UITSLUITEND WORDEN VERKOCHT OF GEBRUIKT DOOR OF OP AANWIJZING VAN EEN ARTS OF EEN GEOPLOEMERDE GEZONDHEIDSWERKER.	

BELANGRIKE INFORMATIE
 Lees voor gebruik alle aanwijzingen, waarschuwingen en aandachtspunten door. De correcte toepassing is essentieel voor een juiste werking van het product. Uitsluitend gebruiken voor de patiënt aan wie het product is voorgeschreven door een zorgverlener en alleen voor het doel waarvoor het is bestemd.

BEHOOGD GEBRUIK
De Royal® beschermwant is bedoeld om te helpen voor de patiënt die de medische behandeling niet belemmt.

CONTRA-INDICATIES
• Niet gebruiken bij patiënten waarbij het hulpmiddel een I.V. punctie of wond zou kunnen aantasten.
• Niet gebruiken bij uitermate geagiteerde of agressieve patiënten of patiënten die erg agressief kunnen worden of geagiteerd kunnen raken.

WAARSCHUWINGEN
• Het onjuist aanbrengen of onjuist gebruik van dit hulpmiddel kan de patiënt ernstig verwonden en zelfs overlijden tot gevolg hebben.
• Controleer of de wanten goed vastzitten en de bloedcirculatie van de patiënt niet bekneld is geraakt.
• Controleer of de wanten niet beschadigd zijn, of er geen componenten ontbreken of vervuld zijn en of alle klietband- en/of gespssluitingen goed werken.
• Volg de veiligheidrichtlijnen die zijn goedgekeurd voor gebruik in ziekenhuizen. Bij het vastzetten van het hulpmiddel aan een bed of stoel, moeten de banden altijd aan een deel van het bed of de stoel worden bevestigd dat met de patiënt mee beweegt. De bevestigingsbanden niet aan de bedreigingen bevestigen.
• Uitstekende banden altijd buiten bereik van de patiënt houden. Controleer de patiënt regelmatig overeenkomstig het beleid en de procedures van het ziekenhuis.

AANDACHTSPUNTN
• Dit product moet worden aangebracht door een

EL KONTROL ELDİVENİ

	TEK HASTADA KULLANIM İÇİN
	STERİL DEĞİL
	TİBİ CİHAZ
	DOĞAL KAUCUK LATEKS İÇERMEZ
	A.B.D. FEDERAL KANUNLARINA GÖRE BU CİHAZ SADECE KİRLİ DOKTOR VEYA UYGUN ŞİKLİK LİSANSI UYGULAYICI(TA) TARAFINDAN VEYAKA EMİRYİLE SATILABİLİR.

ÖNEMLİ BİLGİLER
 Lütfen kullanmadan önce tüm talimat, uyarılar ve ikâmetlik dikkatlikleri okuyun. Ürünün uygun şekilde çalışması için doğru uygulama şarttır. Yalnızca verildiği kişi tarafından bir sağık bakım uzmanı tarafından uygulanalarak bir sağık bakım uzmanı tarafından kullanılmalıdır.

KULLANIM AMACI
DeRoyal® El Kontrol Eldiveni, hastaların tıbbi tedaviye dokumalarını engellemeye yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

KONTRENDİKASYONLAR
• Cihazın bir IV veya yara bölgelerini baskılatabileceği bir hasta daşa kullanmayın.
• Fazla AGREZIS veya ajite olan veya bu duruma gelebilecek bir hasta daşa kullanmayın.

UYARILAR
• Bu cihazın hatalı uygulanması veya kullanımının ciddi yaralanmaya veya ölümle yüz açabilir.
• Eldivenin doğru sabitleştiğinden ve kan dolasımını engellemediğinden emin olmak için kontrol edin.
• Eldivenin hasar görmemişinden, eksik bileşenler olmadıgından veya kırılmamış olduğundan ve tüm yarışkanlı bantları ve yaya topraklarını koruyan teknolojiyi kullanın.
• Hastane onaylı takviye ilaçlarını kullanın.
• Bandırılı ankrajın etrafına kez bez sarın, bandırı (larin) gevşek ucunu alıp bir ilmek yaratın, İlmejî ankraj etrafına sanlınlı diğer bant(lar) üzerinden çaprazlayın ve bunu ayakkabı bağları gibi aşıklıktan geçirin. İlmejî tutun ve gevşek bant(lar) ile bir başka ilmek yaratarak bunu ilk geçirin. Bant ucunu dalgan tokadan geçirin ve disler bantı geçene kadar tamamen çekin. Bant/bantları hızlı bağlanan bağçıkları kullanarak yatak işkeletinin hastaya birlitke hareket eden kışma bağlayın.

HİZLI ÇÖZÜLEN BAĞÇIKLAR
Bandırı (larin) ankrajın etrafına kez bez sarın, bandırı (larin) gevşek ucunu alıp bir ilmek yaratın, İlmejî ankraj etrafına sanlınlı diğer bant(lar) üzerinden çaprazlayın ve bunu ayakkabı bağları gibi aşıklıktan geçirin. İlmejî tutun ve gevşek bant(lar) ile bir başka ilmek yaratarak bunu ilk geçirin. Son ilmejî ve manşona bağlı bant(lar) zit yönde çekerek bir hızlı çözülen bağçık oluşturun.

İKAZLAR
• Bu ürün kullanım amacına așina olan uygun lisansa sahip bir uygulayıcı tarafından takılmışdır. Uygulayıcı

sanitario abilitato che ne conosca bene la destinazione d'uso. L'operatore ha la responsabilità di comunicare le istruzioni per indossare il prodotto e le relative precauzioni ad altri operatori sanitari o a quanti si prendono cura del paziente.

- L'operatore deve disporre di un'adeguata formazione e dimostrare competenza nell'uso del dispositivo in conformità alle istruzioni fornite, nonché secondo i regolamenti della struttura e le norme statali e federali. L'operatore deve effettuare una valutazione completa del paziente per accertarsi che il dispositivo sia necessario. Usare un dispositivo di contenzione solo qualora tutti gli altri metodi alternativi di trattamento e intervento non abbiano soddisfatto le esigenze del paziente.

PULIZIA E/O MANUTENZIONE (SE PERTINENTE)
Consultare le linee guida approvate dall'ospedale in merito alla pulizia e alla disinfezione del dispositivo.

	TERERE ASCIUTTO
	TENERE AL RIPARO DALLA LUCE SOLARE

Oltre che all'autorità competente del paese di residenza del paziente, gli incidenti gravi devono essere segnalati anche a DeRoyal Industries, Inc.

GARANZIA

I prodotti DeRoyal sono garantiti per centoventi (120) giorni dalla data di spedizione dallo stabilimento DeRoyal per quanto riguarda qualità e lavorazione del prodotto. LE GARANZIE SCRITTE DI DERROYAL SOSTITUISCONO QUALESiasi GARANZIA IMPLICITA, IVI COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIALIBILITÀ E IDONEITÀ PER UN USO SPECIFICO.

- Accertarsi di seguire i regolamenti della propria struttura sanitaria e le linee guida relative alla frequenza di monitoraggio del paziente e alla documentazione.

Rivolgersi immediatamente al prescrittore se si riscontrano cambiamenti, reazioni insolite, tumefazioni o dolore prolungato durante l'impiego di questo tutore. Sospendere l'uso qualora insorgano lesioni da pressione.

ISTRUSIONI PER IL USO

- Slegare la fascia a strappo e aprire il dispositivo di fissaggio del polso.
- Posizionare la mano del paziente nella manopola tenendo il lato imbottito a contatto con il palmo del paziente. Se è presente un separatore per dita, accertarsi che le dita siano collocate nelle apposite fessure.
- Fissare il dispositivo di fissaggio del polso mediante la fascetta a strappo o i lacci. Se si utilizza una fascetta a strappo, tirare fino a quando il dispositivo di fissaggio del polso aderisce bene al polso del paziente. Fissare la parte di aggancio alla parte asola della fascetta. Se si utilizzano lacci, tirare delicatamente entrambi i lacci fino a quando il dispositivo di fissaggio del polso aderisce bene al polso del paziente e legare i lacci come per allacciare un laccio delle scarpe. **NOTA:** Non tendere eccessivamente. Per garantire che la circolazione sanguigna non venga compromessa, deve essere possibile inserire due dita fra il paziente e il dispositivo.
- SE PERTINENTE:** Per maggiore sicurezza è possibile utilizzare una o più ulteriori fasce per fissaggio al letto. Infilare le fasce attraverso l'osola sul dispositivo di fissaggio del polso. Infilare l'estremità della fascia attraverso la fibbia dentellata e tirare completamente fino a quanto la dentellatura blocca la fascia.

4. **SE PERTINENTE:** Per maggior sicurezza è possibile utilizzare una o più ulteriori fasce per fissaggio al letto. Infilare le fasce attraverso l'osola sul dispositivo di fissaggio del polso. Infilare l'estremità della fascia attraverso la fibbia dentellata e tirare completamente fino a quanto la dentellatura blocca la fascia.

5. **SE PERTINENTE:** Per maggior sicurezza è possibile utilizzare una o più ulteriori fasce per fissaggio al letto. Infilare le fasce attraverso l'osola sul dispositivo di fissaggio del polso. Infilare l'estremità della fascia attraverso la fibbia dentellata e tirare completamente fino a quanto la dentellatura blocca la fascia.

6. **SE PERTINENTE:** Per maggior sicurezza è possibile utilizzare una o più ulteriori fasce per fissaggio al letto. Infilare le fasce attraverso l'osola sul dispositivo di fissaggio del polso. Infilare l'estremità della fascia attraverso la fibbia dentellata e tirare completamente fino a quanto la dentellatura blocca la fascia.

7. **SE PERTINENTE:** Per maggior sicurezza è possibile utilizzare una o più ulteriori fasce per fissaggio al letto. Infilare le fasce attraverso l'osola sul dispositivo di fissaggio del polso. Infilare l'estremità della fascia attraverso la fibbia dentellata e tirare completamente fino a quanto la dentellatura blocca la fascia.

8. **SE PERTINENTE:** Per maggior sicurezza è possibile utilizzare una o più ulteriori fasce per fissaggio al letto. Infilare le fasce attraverso l'osola sul dispositivo di fissaggio del polso. Infilare l'estremità della fascia attraverso la fibbia dentellata e tirare completamente fino a quanto la dentellatura blocca la fascia.

9. **SE PERTINENTE:** Per maggior sicurezza è possibile utilizzare una o più ulteriori fasce per fissaggio al letto. Infilare le fasce attraverso l'osola sul dispositivo di fissaggio del polso. Infilare l'estremità della fascia attraverso la fibbia dentellata e tirare completamente fino a quanto la dentellatura blocca la fascia.

10. **SE PERTINENTE:** Per maggior sicurezza è possibile utilizzare una o più ulteriori fasce per fissaggio al letto. Infilare le fasce attraverso l'osola sul dispositivo di fissaggio del polso. Infilare l'estremità della fascia attraverso la fibbia dentellata e tirare completamente fino a quanto la dentellatura blocca la fascia.

11. **SE PERTINENTE:** Per maggior sicurezza è possibile utilizzare una o più ulteriori fasce per fissaggio al letto. Infilare le fasce attraverso l'osola sul dispositivo di fissaggio del polso. Infilare l'estremità della fascia attraverso la fibbia dentellata e tirare completamente fino a quanto la dentellatura blocca la fascia.

12. **SE PERTINENTE:** Per maggior sicurezza è possibile utilizzare una o più ulteriori fasce per fissaggio al letto. Infilare le fasce attraverso l'osola sul dispositivo di fissaggio del polso. Infilare l'estremità della fascia attraverso la fibbia dentellata e tirare completamente fino a quanto la dentellatura blocca la fascia.

13. **SE PERTINENTE:** Per maggior sicurezza è possibile utilizzare una o più ulteriori fasce per fissaggio al letto. Infilare le fasce attraverso l'osola sul dispositivo di fissaggio del polso. Infilare l'estremità della fascia attraverso la fibbia dentellata e tirare completamente fino a quanto la dentellatura blocca la fascia.

14. **SE PERTINENTE:** Per maggior sicurezza è possibile utilizzare una o più ulteriori fasce per fissaggio al letto. Infilare le fasce attraverso l'osola sul dispositivo di fissaggio del polso. Infilare l'estremità della fascia attraverso la fibbia dentellata e tirare completamente fino a quanto la dentellatura blocca la fascia.

15. **SE PERTINENTE:** Per maggior sicurezza è possibile utilizzare una o più ulteriori fasce per fissaggio al letto. Infilare le fasce attraverso l'osola sul dispositivo di fissaggio del polso. Infilare l'estremità della fascia attraverso la fibbia dentellata e tirare completamente fino a quanto la dentellatura blocca la fascia.

16. **SE PERTINENTE:** Per maggior sicurezza è possibile utilizzare una o più ulteriori fasce per fissaggio al letto. Infilare le fasce attraverso l'osola sul dispositivo di fissaggio del polso. Infilare l'estremità della fascia attraverso la fibbia dentellata e tirare completamente fino a quanto la dentellatura blocca la fascia.

17. **SE PERTINENTE:** Per maggior sicurezza è possibile utilizzare una o più ulteriori fasce per fissaggio al letto. Infilare le fasce attraverso l'osola sul dispositivo di fissaggio del polso. Infilare l'estremità della fascia attraverso la fibbia dentellata e tirare completamente fino a quanto la dentellatura blocca la fascia.

18. **SE PERTINENTE:** Per maggior sicurezza è possibile utilizzare una o più ulteriori fasce per fissaggio al letto. Infilare le fasce attraverso l'osola sul dispositivo di fissaggio del polso. Infilare l'estremità della fascia attraverso la fibbia dentellata e tirare completamente fino a quanto la dentellatura blocca la fascia.

19. **SE PERTINENTE:** Per maggior sicurezza è possibile utilizzare una o più ulteriori fasce per fissaggio al letto. Infilare le fasce attraverso l'osola sul dispositivo di fissaggio del polso. Infilare l'estremità della fascia attraverso la fibbia dentellata e tirare completamente fino a quanto la dentellatura blocca la fascia.

20. **SE PERTINENTE:** Per maggior sicurezza è possibile utilizzare una o più ulteriori fasce per fissaggio al letto. Infilare le fasce attraverso l'osola sul dispositivo di fissaggio del polso. Infilare l'estremità della fascia attraverso la fibbia dentellata e tirare completamente fino a quanto la dentellatura blocca la fascia.

21. **SE PERTINENTE:** Per maggior sicurezza è possibile utilizzare una o più ulteriori fasce per fissaggio al letto. Infilare le fasce attraverso l'osola sul dispositivo di fissaggio del polso. Infilare l'estremità della fascia attraverso la fibbia dentellata e tirare completamente fino a quanto la dentellatura blocca la fascia.

<p