

## PRO-GLIDE™ KNEE ORTHOSIS

ORTESIS DE RODILLA PRO-GLIDE™

ORTHESE DE GENOU PRO-GLIDE™

KNIEORTHESE PRO-GLIDE™

ORTOSI PER GINOCCHIO PRO-GLIDE™

ÓRTESE PARA JOELHO PRO-GLIDE™

PRO-GLIDE™ KNIEORTHESE

PRO-GLIDE™ KNĀORTOS

PRO-GLIDE™ DİZ ORTEZİ

ΟΡΘΩΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ PRO-GLIDE™

Manufactured by:  
DeRoyal Industries, Inc.  
200 DeBak Lane  
Powell, TN 37849 USA  
615.938.7020 or (801) 865.938.7228  
www.derooyal.com

EMERGO EUROPE  
Prinsesgracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Part #1-4105G

Revised 2/21

©2021 DeRoyal Industries, Inc.

All Rights Reserved. DeRoyal, the DeRoyal logo, and Improving Care. Improving Business. are trademarks or registered trademarks of DeRoyal Industries, Inc.



## PRO-GLIDE™ KNEE ORTHOSIS

	<b>SINGLE PATIENT USE</b>
	<b>NON-STERILE</b>
	<b>NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX</b>
<b>RX ONLY</b>	<b>FEDERAL U.S.A. LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE OR USE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN OR PROPERLY LICENSED PRACTITIONER.</b>

### IMPORTANT INFORMATION

Please read all warnings and instructions before use. Correct application is essential for proper product function and to reduce the risk of injury or re-injury inherent with the use of any brace. Use only on the person it was provided by a healthcare professional and only for the use it was intended.

### INTENDED USE

This knee orthosis was designed for the treatment of joint stiffness and established soft tissue contractures which may have resulted from trauma or immobilization.

### WARNING

- Inspect brace for damaged or missing components before use.
- Discontinue use and consult your prescriber if the brace or its components break or become damaged.
- Prolonged usage can result in muscle atrophy in the user. The user may require (1) a weaning period from the brace to build muscle strength (2) regular physical therapy exercises to maintain the strength of the leg (3) a limitation on duration of use, or (4) some combination of these. The prescriber should communicate these risks to the user and determine the treatment plan.

### CAUTIONS

- A physician or properly licensed practitioner (a "prescriber") who is familiar with the use and purpose of this brace must fit it to the user. The prescriber has a duty to provide wearing instructions and risks related to the use of this brace to other healthcare practitioners treating the users and the users themselves, including duration of use. The instructions provided in this sheet do not supersede hospital protocol or direct orders of the prescriber. Use only as directed.
- Inspect the fit of the brace on the patient to ensure fit is proper. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Check regularly to ensure circulation is not compromised.
- Consult your prescriber immediately if you experience sensation changes, unusual reactions, swelling or increased pain while using this brace. Discontinue use if pressure injuries develop.
- While not an absolute contraindication to the use of this brace, take special care if the user is diabetic or has poor circulation. These users may have decreased skin sensitivity and are at greater risk for poor peripheral circulation and pressure injuries.
- Once the sizing and range of motion limitations are set, use caution while wearing to ensure these settings are not inadvertently adjusted.
- Metal components could cause injury to the user or others. Exercise care in situations where contact is likely, such as contact sports.

## ORTHESE DE GENOU PRO-GLIDE™

	<b>PRODUIT RESERVE A L'UTILISATION SUR UN SEUL PATIENT</b>
	<b>NON STERILE</b>
	<b>NON FABRIQUE EN LATEX NATUREL</b>
<b>SUR ORDONNANCE UNIQUEMENT</b>	<b>LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINNE EXIGE QUE LE PRÉSENT PRODUIT SOIT VENDU OU UTILISÉ PAR OU SUR PRESCRIPTION D'UN MÉDECIN OU D'UN PRATICIEN AGRÉÉ.</b>

### INFORMATION IMPORTANTE

Avant utilisation, lire l'ensemble des avertissements et des instructions. Une application correcte est essentielle pour que le produit soit efficace et pour réduire le risque de rechute ou de nouvelle blessure inhérent à l'utilisation d'une orthèse. Utiliser uniquement sur la personne à laquelle le dispositif a été prescrit par un professionnel de santé et uniquement pour l'usage prévu.

### USAGE PRÉVU

Cette orthèse de genou a été conçue pour le traitement de la raideur articulaire et des contractures établies des tissus mous pouvant résulter de traumatismes ou d'une immobilisation.

### AVERTISSEMENT

- Vérifier que l'orthèse ne comporte pas d'éléments endommagés ou manquants avant de l'utiliser.
- Si l'orthèse ou des éléments qui la constituent subissent des dommages ou se cassent, ne plus la porter et contacter le prescripteur.
- Une utilisation prolongée peut entraîner une atrophie musculaire chez l'utilisateur. L'utilisateur peut avoir besoin (1) d'une période de réadaptation après le port de l'orthèse pour recouvrer la force musculaire (2) d'exercices réguliers de physiothérapie pour maintenir la force de la jambe (3) d'une limitation de durée d'utilisation ou bien (4) d'une combinaison des trois. Le prescripteur doit communiquer ces risques à l'utilisateur et déterminer le plan de traitement.

### PRÉCAUTIONS

- Un médecin ou un praticien agréé (un « prescripteur ») pour qui l'usage et la destination de l'orthèse sont familiers, doit ajuster à l'utilisateur. Le prescripteur doit fournir des instructions sur le port de l'orthèse, indiquer les risques liés à son utilisation et la durée d'utilisation aux autres praticiens de santé soignant l'utilisateur, ainsi qu'à l'utilisateur lui-même. Les présentes instructions ne remplacent pas le protocole hospitalier ou les instructions directes du prescripteur. Utiliser uniquement selon les instructions.
- Vérifier sur patient que l'orthèse est parfaitement ajustée. **NE PAS TROP SERRER.** Vérifier régulièrement que la circulation du patient n'est pas entravée.
- Consultez immédiatement votre prescripteur en cas de sensations modifiées, de réactions inhabituelles, de gonflement ou de douleur

### INSTRUCTIONS FOR USE

- To adjust proximal cuff, lay the orthosis open with all anterior straps unfastened and the posterior straps loosened. Turn adjustment screw clockwise to lower the distal struts below the point of contracture. Apply orthosis to the posterior side of the leg and align hinge axis with the axis of the knee. Firmly fasten proximal cuff closure above the knee. Secure corresponding hook and loop straps over proximal cuff closure.
- To adjust anterior thigh pad, tuck pad between thigh and proximal cuff and secure it with the strap. Next tighten the posterior thigh strap. **NOTE:** Optimal fit requires the body of the hinge to rest securely along the longitudinal axis of the femur. The center bracket can be adjusted upward or downward as required using 3/8" nut driver.
- To adjust the distal cuff for extension, firmly fasten around the calf. Align the distal struts slightly posterior to the longitudinal axis of the tibia. Fasten both posterior calf straps. Apply the center strap over the anterior side of the leg.
- To adjust proximal cuff for flexion, the distal cuffs and straps must be removed and reversed with the hoop and loop closure to the anterior and straps over the posterior.
- To adjust the distal cuff for flexion, firmly fasten distal cuff around calf. Align distal struts slightly anterior to longitudinal axis of the tibia. Adjust both anterior calf straps. Apply the center strap over the posterior side of the leg.
- To adjust tension for extension and flexion, increase or decrease force by turning the adjustment screw. Turn the adjustment screw to achieve the desired force level. Make sure that the tension setting is the same on both hinges.
- To convert the tension from extension to flexion, turn the force adjustment screw and reverse the tension on the cable. Continue turning screw until no slack is present in the cable and the desired tension has been reached. **NOTE:** When the cable is wrapped around the bottom portion of the pulley, the orthosis is in flexion. When wrapped around the top portion of the pulley, the orthosis is in extension.
- The locking feature enables the patient to don and doff the orthosis without reducing the tension setting. Remove the lock pin from its storage holder and place in the locking hole (3 available). Gradually move arm against the applied tension force while pushing inward on the lock pin. The pin will slide into a receiving hole with a click when it is aligned making a "click" sound. Repeat for other side. To remove the lock pin, move the distal struts against the applied tension force to take pressure off the pin. By simultaneously pulling and rotating the lock pin, it can be removed and placed back into its holder.

### THESE INSTRUCTIONS APPLY TO PRODUCT NUMBERS: 4105 SERIES

### CARE INSTRUCTIONS

Clean hardware with a nonabrasive cleaner. Straps and pads may be hand washed in mild detergent in lukewarm water. Air dry.

### PARTS

Air Foam Cushion Anterior Thigh Pad Proximal Cuff Center Strap Distal Cuff Center Bracket Adjustment Tool Tension Adjustment Tool Tension



### Window

### FORCE ADJUSTMENTS

Force measured at 7" from axis. Force readings are approximate.

### FORCE INDEX FORCE

	lbs	metric
1	6 lbs	2.7 kg
2	10 lbs	4.5kg
3	13.5 lbs	6.12 kg
4	17 lbs	7.7 kg
5	20 lbs	9 kg
6	54 lbs	10.88 kg

### STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS

	<b>KEEP DRY</b>
	<b>KEEP AWAY FROM SUNLIGHT</b>

In addition to the competent authority in the country where the patient resides, serious incidents must be reported to DeRoyal Industries, Inc.

### WARRANTY

DeRoyal products are warranted for one hundred twenty (120) days from the date of shipment from DeRoyal as to product quality and workmanship. **DEROYAL'S WRITTEN WARRANTIES ARE GIVEN IN LIEU OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

### Window

### FORCE ADJUSTMENTS

Force measured at 7" from axis. Force readings are approximate.

### FORCE INDEX FORCE

	lbs	metric
1	6 lbs	2.7 kg
2	10 lbs	4.5kg
3	13.5 lbs	6.12 kg
4	17 lbs	7.7 kg
5	20 lbs	9 kg
6	54 lbs	10.88 kg

### STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS

	<b>KEEP DRY</b>
	<b>KEEP AWAY FROM SUNLIGHT</b>

In addition to the competent authority in the country where the patient resides, serious incidents must be reported to DeRoyal Industries, Inc.

### WARRANTY

DeRoyal products are warranted for one hundred twenty (120) days from the date of shipment from DeRoyal as to product quality and workmanship. **DEROYAL'S WRITTEN WARRANTIES ARE GIVEN IN LIEU OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

### DES INSTRUCTIONS S'APPLIQUENT AUX RÉFÉRENCES PRODUIT : SERIE 4105

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Nettoyer le matériel avec un nettoyant non abrasif. Laver les sangles et les rembourrages à la main à l'eau tiède dans un détergent doux. Sécher à l'air.

### PIÈCES

Coussin en mousse à air Rembourrage antérieur de cuisse Manchon proximal Sangle centrale Manchon distal Outil d'ajustement du support central Outil d'ajustement de la tension Fenêtre de tension

### RÉGLAGES DE LA FORCE

Force mesurée à 7" (17,78 cm) de l'axe. Les valeurs de force sont approximatives.

### INDICE DE FORCE

	livres	métrique
1	6 livres	2,7 kg
2	10 livres	4,5 kg
3	13,5 livres	6,12 kg
4	17 livres	7,7 kg
5	20 livres	9 kg
6	54 livres	10,88 kg



### CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

	<b>GARDER AU SEC</b>
	<b>TENIR À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL.</b>

Tout incident grave doit être signalé à l'autorité compétente du pays où réside le patient ainsi qu'à DeRoyal Industries, Inc.

### GARANTIE

Les produits DeRoyal offrent une garantie qualité et main-d'œuvre de cent vingt (120) jours à compter de la date d'expédition par DeRoyal. **LES GARANTIES ÉCRITES DE DEROYAL REMPLACENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER.**



## ORTESIS DE RODILLA PRO-GLIDE™

	<b>ÚSESE UNA POR PACIENTE</b>
	<b>NO ESTÉRIL</b>
	<b>NO REALIZADA CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL</b>
<b>SOLO BAJO PRESCRIPCIÓN FARMACÉUTICA</b>	<b>LA LEY FEDERAL DE EE. UU. EXIGE LA PRESENTACIÓN DE UNA PRESCRIPCIÓN DEL MÉDICO O PROFESIONAL SANITARIO AUTORIZADO PARA EL USO Y LA VENTA DE ESTE DISPOSITIVO.</b>

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

Lea todas las advertencias e instrucciones antes de usar este producto. Es esencial aplicarlo correctamente para que funcione de forma adecuada y para reducir el riesgo de lesiones o de reparación de lesiones inherente al uso de cualquier tipo de ortesis. Debe utilizarse únicamente en la persona para quien ha sido prescrito por un profesional sanitario, y solo para el uso previsto.

### USO PREVISTO

Las ortesis de rodilla ha sido diseñada para el tratamiento de la rigidez articular y las contracturas comprobadas en partes blandas que pueden derivar de traumatismos o inmovilización.

### ADVERTENCIAS

- Antes de utilizar la ortesis, inspecciónela por si faltan componentes o si están dañados.
- Interrumpa el uso y consulte al prescriptor si la ortesis o sus componentes se rompen o se dañan de alguna forma.
- El uso prolongado puede provocar atrofia muscular. El usuario podría necesitar: (1) un periodo de retirada gradual de la ortesis durante el cual recuperar el tono muscular; (2) hacer fisioterapia con regularidad para mantener la fuerza en la pierna; (3) una limitación del tiempo de uso; o bien (4) una combinación de las medidas anteriores. El prescriptor debe informar al usuario de estos riesgos y determinar el plan de tratamiento.

### PRECAUCIONES

- La ortesis debe ser aplicada al paciente por un médico o profesional sanitario autorizado («prescriptor») que esté familiarizado con el uso y la finalidad de la misma. Es responsabilidad del prescriptor brindar las instrucciones de aplicación de esta ortesis; asimismo, debe informar a otros profesionales sanitarios que atienden al usuario (así como al propio usuario) sobre su tiempo de uso y los riesgos que conlleva. Las presentes instrucciones no reemplazan el protocolo hospitalario ni las órdenes directas del prescriptor. Úsese exclusivamente como se describe en estas instrucciones.
- Inspeccione la ortesis después de aplicarla para comprobar que se ajuste de forma adecuada al paciente. **NO LA APRIETE DEMASIADO.** Compruebe con regularidad que no se producen alteraciones en la circulación.
- Consulte de inmediato al prescriptor si se produce una alteración de la sensibilidad, reacciones inusuales, hinchazón o un aumento del dolor mientras utiliza esta ortesis. Interrumpa el uso si aparecen úlceras por presión.
- Aunque el uso de esta ortesis no está contraindicado de forma absoluta en usuarios con diabetes o problemas de circulación, estos casos requieren una atención especial por su tendencia a presentar sensibilidad cutánea reducida y por

## KNIEORTHESE PRO-GLIDE™

	<b>EINPATIENTENGEBRAUCH</b>
	<b>UNSTERIL</b>
	<b>ENTHÄLT KEINEN NATURKAUTSCHUK</b>
<b>NUR ZUR VERWENDUNG DURCH EINEN MEDIZINISCHEN FACHPERSONAL</b>	<b>NACH US-AMERIKANISCHEM RECHT DARF DIESES MEDIZINPRODUKT NUR VON EINEM ARZT BZW. EINER ZUGELASSENEN FACHKRÄFT ODER AUF ÄRZTLICHE VERORDNUNG HIN ABGEGEBEN WERDEN.</b>

### WICHTIGE INFORMATIONEN

Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch alle Warnhinweise und Anweisungen. Eine korrekte Anpassung ist grundlegend für die einwandfreie Funktionstüchtigkeit des Produkts und für die Reduktion der Verletzungs- bzw. Wiederverletzungsrisiken in Verbindung mit dem Gebrauch jeder Art von Orthese. Nur für den vorgesehenen Verwendungszweck und nur für die Person vorgesehen, der die Orthese von einer medizinischen Fachkraft bereitgestellt wurde.

### BESTIMMUNGSGEMÄSSE ANWENDUNG

(1) eine gewissen Zeit für die Entwöhung von der Orthese, um die Muskelkraft wieder aufzubauen (2), regelmäßige krankengymnastische Übungen zur Aufrechterhaltung der Kraft im Bein (3), eine Einschränkung der Anwendungsdauer (4) bzw. eine Kombination all dieser Maßnahmen. Der Verordner hat den Benutzer über diese Risiken zu informieren und den Behandlungsplan festzulegen.

### WARNUNG

- Kontrollieren Sie die Orthese auf beschädigte oder fehlende Komponenten.
- Unterbrechen Sie die Anwendung und wenden Sie sich an den Verordner, falls die Orthese oder Teile davon brechen oder Schäden aufweisen.
- Länger andauernde Verwendung kann zu Muskelatrophie beim Benutzer führen. Der Benutzer benötigt möglicherweise (1) eine gewissen Zeit für die Entwöhung von der Orthese, um die Muskelkraft wieder aufzubauen (2), regelmäßige krankengymnastische Übungen zur Aufrechterhaltung der Kraft im Bein (3), eine Einschränkung der Anwendungsdauer (4) bzw. eine Kombination all dieser Maßnahmen. Der Verordner hat den Benutzer über diese Risiken zu informieren und den Behandlungsplan festzulegen.

### VORSICHTSHINWEISE

- Die Orthese muss durch einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft mit entsprechender Zulassung („Verordner“), die mit ihrer Verwendung und ihrem Zweck vertraut ist, angepasst werden. Der Verordner hat die Pflicht, Anweisungen fürs Tragen zu erteilen und andere an der Pflege beteiligte medizinische Fachkräfte sowie den Patienten selbst über die Risiken in Verbindung mit der Verwendung der Orthese sowie über die Dauer der Anwendung aufzuklären. Die mit diesem Blatt erhaltene Anleitung ersetzt nicht das Krankenhausprotokoll oder die direkten Anweisungen des Verordners. Nur gemäß den Anweisungen benutzen.
- Inspeizieren Sie die Passform der Orthese am Patienten, um sich der einwandfreien Anpassung zu vergewissern. **NICHT ZU FEST ANZIEHEN.** Regelmäßig kontrollieren, dass die Durchblutung nicht beeinträchtigt wird.
- Wenden Sie sich unverzüglich an den Verordner, wenn Sie bei der Verwendung dieser Orthese das Auftreten von veränderten

el mayor riesgo de mala circulación periférica y úlceras por presión.

- Una vez determinada la talla y las limitaciones de la amplitud de movimiento, tenga cuidado cuando lleve la ortesis para no modificar estos ajustes inadvertidamente.
- Los componentes metálicos pueden provocar lesiones en el usuario y en otras personas. Tenga cuidado en aquellas situaciones en que puede producirse contacto, como, por ejemplo, en los deportes de contacto.

### INSTRUCCIONES DE USO

- Para ajustar el manguito proximal, extienda la ortesis abierta con todas las correas anteriores desabrochadas y las correas posteriores aflojadas. Gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj para bajar los flejes distales hasta situarlos por debajo del punto de contractura. Coloque la tira adhesiva a la cara posterior de la pierna y alinee el eje de la articulación con el eje de la rodilla. Cierre firmemente el cierre del manguito proximal por encima de la rodilla. Abroche las correas de cinta autoadhesiva correspondientes sobre el cierre del manguito proximal.
- Para ajustar la almohadilla anterior del muslo, remétala entre el muslo y el manguito proximal y fija la con correa. A continuación, apriete la correa posterior del muslo. **NOTA:** Para obtener un ajuste óptimo, el cuerpo de la articulación debe apoyarse de forma segura a lo largo del eje longitudinal del fémur. El soporte central puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo como corresponda, usando una llave de tuerca de 3/8" (0,95 cm).
- Para ajustar el manguito distal para la extensión, fíjelo firmemente alrededor de la pantorrilla. Alinee los flejes distales en una posición levemente posterior con respecto al eje longitudinal de la tibia. Cierre las dos correas posteriores de la pantorrilla. Coloque la correa central sobre la cara anterior de la pierna.
- Para ajustar el manguito proximal para la flexión, es necesario retirar los manguitos y las correas distales e invertirlos con el cierre de cinta autoadhesiva en la parte anterior y las correas sobre la posterior.
- Para ajustar el manguito distal para la flexión, fíjelo firmemente alrededor de la pantorrilla. Alinee los flejes distales en una posición levemente anterior con respecto al eje longitudinal de la tibia. Ajuste las dos correas anteriores de la pantorrilla. Coloque la correa central sobre la cara posterior de la pierna.
- Para convertir la tensión de extensión a flexión, gire el tornillo de ajuste para aumentar o reducir la fuerza ejercida. Gire el tornillo de ajuste hasta conseguir el grado de fuerza deseado. Asegúrese de que el ajuste de tensión sea idéntico en ambas articulaciones.
- Para convertir la tensión de extensión a flexión, gire el tornillo de ajuste de fuerza e invierta la tensión en el cable. Siga girando el tornillo hasta que no quede holgura en el cable y se alcance la tensión deseada. **NOTA:** Cuando el cable está enrollado alrededor de la parte inferior de la polea, la ortesis está en flexión. Cuando está enrollado alrededor de la parte superior de la polea, la ortesis está en extensión.
- Gracias a la función de bloqueo, el paciente puede ponerse y quitarse la ortesis sin necesidad de reducir el ajuste de la tensión. Retire el pasador de bloqueo de su soporte de almacenamiento y colóquelo en el orificio de bloqueo (hay tres disponibles). Mueva el brazo gradualmente en sentido contrario a la tensión ejercida a la vez que empuja el pasador de bloqueo hacia dentro. Cuando este esté alineado, el pasador se introducirá en un orificio receptor emitiendo un

Empfindungen, ungewöhnlichen Reaktionen, Schwellungen oder verstärktem Schmerz bemerken. Unterbrechen Sie die Anwendung, falls Druckverletzungen entstehen.

### GEBRAUCHSANLEITUNG

- Zur Regelung der proximalen Manschette die Orthese offen mit gelösten vorderen und hinteren Riemen auslegen. Die Stellschraube im Uhrzeigersinn drehen, um die distalen Schienen unter die Stelle der Kontraktur abzusenken. Die Orthese an die Hinterseite des Beins legen und die Scharnierachse mit der Knieachse ausrichten. Den Verschluss der proximalen Manschette oberhalb des Knies fest fixieren. Die entsprechenden Klettbander über dem Verschluss der proximalen Manschette befestigen.
- Zur Regelung des vorderen Oberschenkelpolsters, das Polster zwischen Oberschenkel und proximaler Manschette einschieben und mit dem Riemen befestigen. Danach den hinteren Oberschenkelriemen festlegen. **HINWEIS:** Für eine optimale Passform muss der Scharierrumpf fest entlang der Längsachse des Oberschenkelknochens anliegen. Der zentrale Bewegungsbereich eingestrichelt worden sind, ist beim Tragen darauf zu achten, dass diese Einstellungen nicht versehentlich verändert werden.
- Zur Einstellung der distalen Manschette auf Streckstellung diese fest um die Wade legen. Die distalen Schienen ein wenig 1) hinter der Längsachse des Schienbeins ausrichten. Beide hinteren Wadenriemen befestigen. Den mittleren Riemen über 3) die Vorderseite des Beins legen.
- Zur Einstellung der proximalen Manschette auf Beugstellung die distalen Manschetten und Riemen abnehmen und wenden 6) sodass der Klettverschluss nach vorne weist und die Riemen über die Rückseite geführt werden.
- Die Rückseite der distalen Manschette auf Beugstellung diese fest um die Wade legen. Die distalen Schienen ein wenig vor der Längsachse des Schienbeins ausrichten. Beide vordere Wadenriemen justieren. Den mittleren Riemen über die Rückseite des Beins legen.
- Zur Regelung der Spannung für Streck- auf Beugstellung die Drahtschraube drehen und die Spannung am Kabel umstellen. Die Schraube so lange weiter drehen, bis kein Durchfall am Kabel bleibt und die gewünschte Spannung erreicht wird. **HINWEIS:** Wenn das Kabel um das Unterteil der Riemenachse gewickelt ist, befindet sich die Orthese in Beugstellung. Ist es um das Oberteil der Riemenachse

chasquido. Repita la operación en el otro lado. Para retirar el pasador de bloqueo, mueva los flejes distales en sentido contrario a la fuerza de tensión ejercida, a fin de quitar la presión del pasador. Tirar del pasador de bloqueo y girarlo al mismo tiempo para retirarlo y volver a colocarlo en su soporte.

### ESTAS INSTRUCCIONES SON VÁLIDAS PARA LOS PRODUCTOS CON EL SIGUIENTE NÚMERO: SERIE 4105

### INSTRUCCIONES DE LAVADO

Limpie las partes rígidas con un limpiador no abrasivo. Lave las correas y las almohadillas a mano en agua templada, usando un detergente suave. Déjelas secar al aire.

### RECAMBIOS

Ojín de espuma con cámara de aire Almohadilla anterior de muslo Manguito proximal Correa central Manguito distal Herramienta de ajuste del soporte central Herramienta de ajuste de tensión Ventana de tensión

### AJUSTES DE FUERZA





Fuerza medida a 17,8 cm (7") del eje. Los valores de fuerza son aproximados.

### INDICE DE FUERZA

en ventana de visualización	libras	sistema métrico
1	6 lbs.</	



## ORTOSI PER GINOCCHIO PRO-GLIDE™

	<b>PER UTILIZZO SU UN UNICO PAZIENTE</b>
	<b>NON STERILE</b>
	<b>NON IN LATTICE DI GOMMA NATURALE</b>
	<b>LE LEGGI FEDERALI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA LIMITANO LA VENDITA DEL PRESENTE DISPOSITIVO A MEDICI, A PERSONALE AUTORIZZATO O A OPERATORI SANITARI ABILITATI.</b>

### INFORMAZIONI IMPORTANTI

**[i]** Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni prima dell'uso. Applicare correttamente il prodotto è fondamentale per garantirne il regolare funzionamento e ridurre il rischio di lesioni o ri-lesioni insito nell'uso di qualsiasi tipo di tutore. Da utilizzare esclusivamente per la persona a cui è stato fornito dal professionista sanitario ed esclusivamente per l'uso a cui è destinato.

### USO PREVISTO

Questa ortosi per ginocchio è destinata al trattamento della rigidità articolare e di contratture persistenti del tessuto molle che possono essere derivate da trauma o immobilizzazione.





### AVVERTENZA

- Prima dell'uso, controllare che il tutore non presenti danni nei componenti mancati.
- Seppellire l'uso e consultare il prescrittore qualora il tutore o i suoi componenti si rompano o subiscano danni.
- L'uso prolungato può provocare atrofia muscolare nell'utilizzatore. L'utilizzatore potrebbe necessitare di (1) un periodo di adattamento dopo la sospensione dell'uso del tutore per potenziare la forza muscolare, (2) esercizi fisioterapici regolari per conservare la forza della gamba, (3) un limite nella durata dell'utilizzo del tutore o di (4) una qualsiasi combinazione di questi fattori. Il prescrittore deve comunicare questi rischi all'utente e determinare il piano terapeutico.

### PRECAUZIONI

- Questo tutore deve essere applicato all'utilizzatore da un medico o da un operatore sanitario abilitato ("prescrittore") che ne conosca l'utilizzo e la finalità. Il prescrittore ha il dovere di fornire istruzioni per indossare il prodotto e informazioni sui rischi correlati all'uso di questo tutore ad altri operatori sanitari che hanno in cura gli utilizzatori e agli utilizzatori stessi, compresa la durata di utilizzo. Le istruzioni fornite in questo foglietto non sostituiscono il protocollo ospedaliero o le indicazioni dirette del prescrittore. Utilizzare esclusivamente come indicato.
- Verificare che il tutore si adatti perfettamente al paziente. **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE.** Controllare con regolarità per verificare che la circolazione sanguigna non venga compromessa.
- Rivolgersi immediatamente al prescrittore se si riscontrano cambiamenti, reazioni insolite, tumefazioni o dolore prolungato durante l'impiego di questo tutore. Sospendere l'uso qualora insorgano lesioni da pressione.
- Sebbene il diabete o disturbi circolatori non costituiscano una controindicazione assoluta all'uso di questo tutore, si

## PRO-GLIDE™ KNEIORTHESE

	<b>UITSLUITEND BEDOELD VOOR GEBRUIK BIJ ÉÉN PATIËNT</b>
	<b>NIET-STERIEL</b>
	<b>NIET VERVAARDIGD UIT NATUURLATEX</b>
	<b>VOLGENS FEDERALE WETGEVING IN DE VS MAG DIT PRODUCT UITSLUITEND WORDEN VERKOCHT OF GEBRUIKT DOOR OF AANVAANJING VAN EEN ARTS OF EEN GEDEPONEERDE GEZONDHEIDSWERKER.</b>

### BELANGRIJKE INFORMATIE

**[i]** Lees voor gebruik alle waarschuwingen en instructies door. Voor een goede werking van het product is het essentieel dat het op de juiste manier wordt aangebracht. Ook wordt zo de kans kleiner op het ontwikkelen van infecties in aan het gebruik van een brace. Uitsluitend gebruik van de patiënt aan wie het product is voorgeschreven door een zorgverlener en alleen voor het doel waarvoor het is bestemd.

### BEOODD GEBRUIK

Deze knieorthese is ontwikkeld voor de behandeling van gewrichtslijfdegen en vastgestelde contracturen in zacht weefsel die het gevolg kunnen zijn van trauma of immobilisatie.





### WAARSCHUWING

- Inspecteer voor gebruik of geen van de onderdelen van de brace beschadigd is of ontbrekt.
- Stop met het gebruik en raadpleeg uw voorschrijver als de brace of onderdelen ervan stuk gaan of beschadigd raken.
- Langdurig gebruik kan bij de gebruiker tot spierafval leiden. De gebruiker heeft mogelijk (1) een overwinningperiode nodig om na het gebruik van de brace weer spiersterkte op te bouwen (2) regelmatig lichamelijke fysiotherapie nodig om de kracht van het been in stand te houden (3) een beperkte gebruiksduur nodig, of (4) een combinatie van deze. De voorschrijver moet deze risico's met de gebruiker communiceren en het behandelingsplan vaststellen.

### LET OP

- Een arts of bevoegde beroepsbeoefenaar (een "voorschrijver") die bekend is met het gebruik en het doel van deze brace moet deze bij de gebruiker aanmeten. De voorschrijver is verplicht te controleren of het gebruik van deze brace aan andere zorgverleners die de gebruiker behandelen en aan de gebruiker zelf de risico's aan te geven die verbonden zijn aan het gebruik van deze brace, evenals de duur van het gebruik. De instructies op dit blad zijn niet bedoeld ter vervanging van het ziekenhuisprotocol of directe instructies van de voorschrijver. Gebruik het product alleen op de voorgeschreven wijze.
- Controleer of de brace goed aansluit op de patiënt. **NIET TE STRAK AANBRENGEN.** Controleer regelmatig of de bloedsomloop niet bekneld is geraakt.
- Beaangepeeg uw voorschrijver regelmatig als u een veranderd gevoel, ongewone reacties, zwelling of langdurige pijn ervaart tijdens het gebruik van deze brace. Stop met het gebruik als er drukverwondingen ontstaan.
- Als de gebruiker diabetesch patiënt is of een slechte bloedsomloop heeft, is dit geen contra-indicatie voor het gebruik van deze brace, maar dient wel extra zorgvuldigheid in acht te worden genomen. Bij deze gebruikers kan de huid minder gevoelig zijn waardoor ze kans hebben op een slechte

## PRO-GLIDE™ DIZ ORTEZI

	<b>TEK HASTADA KULLANILMI İÇİN</b>
	<b>STERİL DEĞİL</b>
	<b>DOĞAL KAUKUK LATEKS İÇERMEZ</b>
	<b>A.B.D. FEDERAL KANUNLARINA GÖRE BU CİHAZ SADECE BİR DOKTOR (VEYA UYGUN ŞEKİLDE LISANSLI UYGULACI) TARAFINDAN VEYA EMRİLİLE SATILABİLİR.</b>

### ÖNEMLİ BİLGİLER

**[i]** Lütfen kullanmadan önce tüm uyarıları ve talimatları dikkatlice okuyun. Ürünün doğru çalışması ve sargı kullanimindan kaynaklanan yaralama veya zarar yaralanma risklerinin azaltılması için kullanma yönlendirm. Yalnızca yetkilili kişi tarafından bir sağlık bakım uzmanı tarafından uygulanarak ve yalnızca belirlenmiş kullanim amacı için kullanılmalıdır.

### KULLANIM AMACI

Bu diz ortezi, travma veya immobilizasyon kaynaklı oblabilecek eklem sertligi ve yerlesik yumusak doku kontraktürlerinin tedavisi için tasarlanmıştır.

### UYARILAR

- Kullanimdan önce sargıyı hasarlı veya eski parçak oldugindan emin olmak üzere inceleyin.
  - Eğer sargı veya parçalar kopmuş veya hasar görmüşse kullanimını ve reçeteyi den kehtime dağitın.
  - Üzün süre kullanim kullanicida kas atrofinasine neden olabilir. Kullancılı (1) kas gücünü saglamak için sargidan sonra bir çekilme dönemi, (2) bacak gücünü korumak için düzenli fizik tedavi egzersizleri, (3) kullanim süresinin kistilmasmasi veya (4) bunlariñ bazilariñin bir arada uygulanmasmasi ihtiyacı olmayabilir. Reçeteyiñe kişi, bir riskli kullanicıya iktemle ve tedavi planını belirlemelidir.
- KAZLAR**
- Bu sarginin kullanimi ve amacına asinin bir beklem veya uygun lisansa sahip bir pratisyen (bir "reçete eden") tarafından kullanicıya uygulanmalıdır. Reçeteyiñe kişi, kullanim süresinde dahi olmak üzere, bu sarginin kullanimi ile ilgili kullanim talimatlarını ve riskleri kullanicilarin eđiten diđer sađık görevlilerine ve kullanicilarin kendilerine vermek görevlidir. Bu sayfada verilen talimatlar reçeteyiñe beklinin dođrudan talimatlarını veya hastane protokollerini yenileriñ almaz. Yalnızca belirlenmiş şekilde kullalanın. Tam oturdugundan emin olmak için sarginin hastaya uygun olup olmadıđını denetleyin. **AŞIRI SIKIYIM.** Kan dolusmasını engellediđiniñ düzeltili olarak kontrol edin.
  - Bu sargıyı kullanicilar his deđisiklikleri, olađanıđın reaksiyonlar, şişme veya ağrı artışı hissedersenin, hemen reçeteyiñe kişiye danısın.
  - Basınca bađı yaralanmalar gelmesine kullanimıyı bırakın.
  - Bu sarginin kullanimında mutlak bir kontrendikasyon olurgunmasında da, kullancılı diabetik veya yağ dolaşımına sahipse özellikle dikkat edin.
  - Bu kullanicilarıda cilt hassasiyetinde ezilma olabilir ve zađif periferik dolaşım ve basınca bađı yaralanma riskleri daha yüksek olabilir.
  - Bedeni ve hareketi arađılı kistilamalarıñ belirlendikten sonra, bu sargıyı amacına uygun şekilde yapilmadıđından emin olmak için, gıyten dikkat edin.
  - Metel parçalar kullanicıyı veya başkalarını yaralayabilir. Temas sporları gibi, yakın temas olan oluđu durumlarda dikkat gösterin.

racomanda una particolare attenzione se l'utilizzatore è affetto da queste patologie. Questi utilizzatori potrebbero avere una ridotta sensibilità cutanea e sono quindi esposti a maggiori rischi di cattiva circolazione periferica e lesioni da pressione.

- Una volta stabilita la misura e i limiti dell'escursione del movimento, prestare attenzione quando si indossa il tutore per assicurarsi di non modificare inavvertitamente queste regolazioni.
- I componenti metallici potrebbero causare lesioni all'utilizzatore o ad altri. Esercitare cautela in situazioni in cui vi è probabilità di contatto, come negli sport di contatto.

### ISTRUZIONI PER L'USO

- Per regolare la protezione prossimale, stendere l'ortosi aperta con tutte le fascette anteriori aperte e le fascette posteriori allentate. Girare la vite di regolazione in senso orario per abbassare i montanti distali sotto il punto della contrattura. Applicare l'ortosi alla faccia posteriore della gamba e allineare l'asse dello snodo con l'asse del ginocchio. Fissare saldamente la chiusura della protezione prossimale sopra al ginocchio. Fissare le fascette a strappo corrispondenti sopra la chiusura della protezione prossimale.
- Per regolare l'imbottitura anteriore per la coscia, infilare tra la coscia e la protezione prossimale e fissarla con la fascetta. Quindi stringere la fascetta posteriore della coscia. **NOTA:** per un'aderenza ottimale, il corpo dello snodo deve essere posizionato saldamente lungo l'asse longitudinale del femore. La staffa centrale può essere regolata verso l'alto o verso il basso secondo necessità con un cacciavite esagonale da 3/8".
- Per regolare la protezione distale in estensione, fissarla saldamente intorno al polpaccio. Allineare i montanti distali in posizione leggermente posteriore rispetto all'asse longitudinale della tibia. Chiudere entrambe le fascette posteriori del polpaccio. Applicare la fascetta centrale sulla faccia anteriore della gamba.
- Per regolare la protezione prossimale in flessione, staccare la protezione e le fascette distali e invertire la posizione della chiusura a strappo sul lato anteriore e delle fascette sul lato posteriore.
- Per regolare la protezione distale in flessione, fissarla saldamente intorno al polpaccio. Allineare i montanti distali in posizione leggermente anteriore rispetto all'asse longitudinale della tibia. Regolare entrambe le fascette anteriori del polpaccio. Applicare la fascetta centrale sulla faccia posteriore della gamba.
- Per regolare la tensione in estensione e flessione, aumentare o ridurre la forza girando la vite di regolazione. Girare la vite di regolazione per ottenere il livello di forza desiderato. Accertarsi di applicare la stessa tensione su entrambi gli snodi.
- Per convertire la tensione da estensione a flessione, girare la vite di regolazione della forza e invertire la tensione sul cavo. Continuare a girare la vite finché il cavo sarà completamente teso e si sarà ottenuta la tensione desiderata. **NOTA:** quando il cavo passa intorno alla parte inferiore della puleggia, l'ortosi è in flessione. Quando passa intorno alla parte superiore della puleggia, l'ortosi è in estensione.
- La funzione di bloccaggio consente al paziente di indossare e togliere l'ortosi senza ridurre la tensione. Togliere il perno di bloccaggio dal relativo supporto e inserirlo in uno dei 3 fori di bloccaggio disponibili. Muovere gradualmente il braccio contro la forza di trascinamento applicata spingendo il perno di

- perifere doorbloeding en drukverwondingen.
- Zodra de grootte en de beperkingen van het bewegingsbereik zijn ingesteld, voorzichtig zijn tijdens het dragen om ervoor te zorgen dat deze instellingen niet onbedoeld worden aangepast.
- Metalen onderdelen kunnen bij de gebruiker of andere mensen veroorzaken. Wees voorzichtig indien contact aanemmelijk is, zoals tijdens contactsporten.

### GEBRUIKSINSTRUCTIES

- Voor het afstellen van de proximale manchet de orthese op de juiste manier alle banden aan de voorkant opengeemaakt en de banden aan de achterkant losser gemaakt. Draai de instelschroef rechtsonm de distale balleinen omhoog te brengen tot onder het punt van de contractuur. Plaats de orthese aan de achterkant van het been in breng de as van het scharnier in lijn met de van de knie. Bevestig de distale manchet alle banden aan de voorkant opengeemaakt en de banden aan de achterkant vast. **OPMERKING:** Voor een optimale passing moet het hart van het scharnier goed langs de lengtas van het dijbeen worden aangebracht. De middensteun kan zo nodig omhoog of omlaag worden gebracht met behulp van een 3/8"-moersleutel.
- Voor het instellen van de distale manchet voor flexie, de deze stevig rondom de knie bevestigen. Breng de distale balleinen iets posterior (achter) de lengtas van de tibia (het scheenbeen) aan. Bevestig beide kuitbanden aan de achterkant. Breng de middenband aan over de voorzijde van het been.
- Voor het instellen van de proximale manchet voor flexie, moeten de distale manchetten en banden worden verwijderd en met behulp van het klittenband naar de voorkant en de banden via de achterkant worden omgekeerd.
- Voor het instellen van de distale manchet voor flexie, de distale manchet stevig rondom de knie bevestigen. Breng de distale balleinen anterior (voor) de lengtas van de tibia (het scheenbeen) aan. Stel beide kuitbanden aan de voorkant af. Breng de middenband aan over de achterzijde van het been.
- Voor het instellen van de spanning voor extensie en flexie de kracht van het dijbeen te reguleren. Draai de instelschroef te draaien. Draai aan de instelschroef om de gewenste kracht te bereiken. Zorg dat de instelling van de spanning voor beide scharnieren gelijk is.
- Voor het omzetten van de spanning van extensie in flexie, aan de krachtinstelschroef draaien en de spanning op de kabel omkeren. Blijf aan de schroef draaien totdat de kabel niet meer doorhangt en de gewenste spanning is bereikt. **OPMERKING:** Wanneer de kabel om het onderste deel van de poelie is gewikkeld, is de orthese in flexie. Wanneer de kabel om het bovenste deel van de poelie is gewikkeld, is de orthese in extensie.
- Met de vergrendelfunctie kan de patiënt de orthese aan- en uittrekken zonder de spanning lichtjes in te stellen. Verwijder de borgen uit zijn houder en plaats hem in de vergrendelopening (3 beschikbaar). Beweg de arm tegen de aangebrachte spankracht in en druk tegelijkertijd de borgen naar binnen. Wanneer de pen zich in één lijn bevindt met zijn opening, schuift hij naar binnen en maakt daarbij een klikgeluid. Doe hetzelfde voor de andere kant. Om de borgen te verwijderen, de distale balleinen tegen de aangebrachte spankracht in bewegen om zo de druk van de pen weg te

### KULLANMA TALIMTLARI

- Proksimal manşonu ayarlamak için, ortezi öndeki tüm bantları çözün ve her iki bantın gereğini sağa sola ayarlayın. Distal destekler kontraktür noktalarını altına indirerek ilgili ayarlama vidasını saat yönünde çevirin. Ortezî bacağıñ arka tarafına uygulayın ve menteşe ekseniniyle diz eksenini hizalayın. Proksimal manşon kapamasını dizin üstünden sıkıca sarın. Uygun yapılmış bantları proksimal manşon kapamasına sabitleyin.
- Ön ayaklı pedini ayarlamak için, pediyi gevşetin ve proksimal manşon arasına sıkıştırın ve bantla sabitleyin. Ardından, arka ayaklı burlunı sıkın. **NOT:** Sargının en iyi şekilde oturması için, menteşe gövdesinin kalça kemiginin boyunasına ekseninde sabit şekilde dunnalar koyma. Kemiklerin 3/8"lik (9,5 mm) somun anahatın kullanimda orta dayanıklı yukarı veya aşağı ayarlanabilir.
- Distal manşonu ekstansiyona ayarlamak için, baldırıñ etrafına sıkın. Distal destekleri, tibialını boyunasına eksenine biraz arkadan hizalayın. Her iki arka baldır bantını da sarın. Orta bantı, bacağıñ ön tarafına uygulayın.
- Proksimal manşonu fleksiyona ayarlamak için, distal manşonları ve bantları çıkartın ve yapışkan bantla kapama kullanicilarak ön ve arkadaki bantlarla dođrus çevirmelidir.
- Distal manşonu fleksiyona ayarlamak için, baldırıñ etrafına sıkın. Distal destekleri, tibialını boyunasına eksenine biraz arkadan hizalayın. Her iki ön baldır bantını da sarın. Orta bantı, bacağıñ arka tarafına uygulayın.
- Ekstansiyon ve fleksiyon geređiniđini ayarlamak için, ayarlama vidasını döndürerek gücü artın veya azaltın. İstenen güc seviyesine ulaşmak için ayarlama vidasını döndürün. Gerilim ayarınan her iki menteşede en ayrı oldugundan aynı olun.
- Gerilimi ekstansiyonda fleksiyona dönüştürmek için, güc uygulama vidasını döndürün ve kablođadı gerilimini yenileri değitirsin. Kablođadı destekli kalınlayma ve istenen gerilime ulaşılana kadar vidayı döndürmeye devam edin. **NOT:** Kablo makaranın üst kısmına sarıldıđında, ortez fleksiyondadır. Kablo makaranın üst kısmına sarıldıđında, ortez ekstansiyondadır.
- Kilitleme özelliđi, hastaya ortezi gerilim ayarını düsürmeden gıyine ve çıkarma imkanı sađlar. Kilit pimini sıkarak tutuşmunden çıkarmı ve kilitleme özelliđine yerleştirin (3 tane mevcuttur). Kilitleme piminiñden keriyçe dođru hareketi uygulayan gerilim gücüne karşı kulo kademeli olarak tirketen pim. Bir "bir"lık sıkı cakarak seklilde ayarlandıđında, kayarak alıcı bir deliđe girer ve bir tik sıkı duylur. Diđer tarađ için de aynımsı tekrarıyın. Kilit pimini sıkarak ilim, pimini basınca almak üzere distal destekleri, uygulan gerilim gücüne karşı hareket ettirin. Kilit pimi ezilmeleri olarak çekilecek ve döndürülecek çaklanabilir ve tutucusuna yenileri yerleştirilebilir.

### BU TALIMATLAR ŞU ÜRÜN NUMARALARI İÇİN GEÇERLİDİR: 4105 SERİSİ

### BAKIM TALIMATLARI

Donanımı aşındırıcı olmayan bir temizleyicikle temizleyin. Bantlar ve pedler ılık suda, hafif bir deterjan ile elde yıkanabilir. Havayla kurutun.

### PARÇALAR

Harvaki Köpek Yastık Ön Uyluk Padi Proksimal Manşon Orta Bant Distal Manşon Orta Dayanık Ayarlama Aleti Gerilim Ayarlama Aleti Gerilim Penceresi

### GÜÇ AYARLAMASI

Eksenden –18 cm'de ölçülen güc, Güç ölçümleri yaklaşıktır.

bloccaggio verso l'interno. Quando è allineato, il perno si inserirà nel foro con uno scatto udibile. Ripetere l'operazione sull'altro lato. Per togliere il perno di bloccaggio, muovere i montanti distali contro la forza di tensione applicata per rilasciare la pressione sul perno. Tirando e ruotando contemporaneamente il perno di bloccaggio, è possibile rimuoverlo e riporlo nel relativo supporto.

**QUESTE ISTRUZIONI SI RIFERISCONO AI SEGUENTI CODICI PRODOTTO: SERIE 4105**

### ISTRUZIONI PER LA CURA DEL PRODOTTO

Pulire le parti rigide con saponi neutri abrasivo. Lavare fascette e imbottitura a mano in acqua tiepida con un detergente neutro. Asciugare all'aria.

### COMPONENTI

Cuscino ad aria in schiuma Imbottitura anteriore per la coscia Protezione prossimale Fascetta centrale Protezione distale Staffa centrale Strumento di regolazione Strumento di regolazione della tensione Finestrella della tensione

### REGOLAZIONE DELLA FORZA

Forza misurata a 17,78 cm dall'asse. I valori della forza sono approssimativi.

<b>INDICE FORZA</b> nella finestrella	libbre	sistema metrico
1	6 libbre	2,7 kg
2	10 libbre	4,5 kg
3	13,5 libbre	6,12 kg
4	17 libbre	7,7 kg
5	20 libbre	9 kg
6	54 libbre	10,88 kg

### CONSERVAZIONE E TRASPORTO

	<b>TENERE ASCIUTTO</b>
	<b>TENERE AL RIPARO DALLA LUCE SOLARE</b>

Oltre che all'autorità competente del paese di residenza del paziente, gli incidenti gravi devono essere segnalati anche a DeRoyal Industries, Inc.

### GARANZIA

I prodotti DeRoyal sono garantiti per centoventi (120) giorni dalla data di spedizione dallo stabilimento DeRoyal per quanto riguarda qualità e lavorazione del prodotto. **LE GARANZIE SCRITTE DI DEROVAL SOSTITUISCONO QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, IVI COMPRESSE LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UN USO SPECIFICO.**

	<b>TENERE ASCIUTTO</b>
	<b>TENERE AL RIPARO DALLA LUCE SOLARE</b>

nemen. Door tegeëlijkertijd aan de borgen te trekken en te draaien, kan de pen worden verwijderd en weer in zijn houder worden geplaatst.

**DEZE INSTRUCTIES ZIJN VAN TOEPASSING OP PRODUCTNUMMERS: 4105-SERIE**

**ONDERHOUDSINSTRUCTIES**
Metalen en kunststof onderdelen reinigen met een niet-schurend reinigingsmiddel. Banden en kussens mogen met de hand worden gewassen in lauw water met een mild wasmiddel. Aan de lucht laten drogen.

### ONDERDELEN

Luchtbusken. Dijkbeussken voor. Proximale manchet. Middenband. Distale manchet. Middensteun. Instelgereedschap. Spanningsinstelgereedschap. Kijkvenster spining.

### KRACHT AANPASSEN

Kracht gemeten op 7" (17,8 cm) van de as. De afgelezen waarden voor de kracht zijn bij benadering.

<b>KRACHTINDEX KRACHT</b> in kijkvenster	lbs.	
metrisch		lbs.
1	6 lbs.	2,7 kg
2	10 lbs.	4,5 kg
3	13,5 lbs.	6,12 kg
4	17 lbs.	7,7 kg
5	20 lbs.	9 kg
6	54 lbs.	10,88 kg

### OMSTANDIGHEDEN VOOR OPSLAG EN TRANSPORT

	<b>DRÖGG BEWAAREN</b>
	<b>HOUD DIT PRODUCT VERWIJDERD VAN DIRECT ZONLICHT</b>

Ernstige incidenten moeten worden gemeld aan de bevoegde instantie in het land waar de patiënt woonachtig is en aan DeRoyal Industries, Inc.

**GARANTEE**
Voor DeRoyal producten geldt een garantperiode, voor wat betreft de productkwaliteit en het vakmanschap, van honderdentwintig (120) dagen vanaf de verzenddatum. **DE SCHRIFTELIJKE GARANTIES VAN DEROVAL WORDEN GEGEVEN IN PLAATS VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES, NIET INBEGRIJP VAN GARANTIES INZAKE DE VERKOOPBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.**

**Garantie**
DeRoyal producten worden geleverd met een garantperiode, voor wat betreft de productkwaliteit en het vakmanschap, van honderdentwintig (120) dagen vanaf de verzenddatum. **DE SCHRIFTELIJKE GARANTIES VAN DEROVAL WORDEN GEGEVEN IN PLAATS VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES, NIET INBEGRIJP VAN GARANTIES INZAKE DE VERKOOPBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.**

Ernstige incidenten moeten worden gemeld aan de bevoegde instantie in het land waar de patiënt woonachtig is en aan DeRoyal Industries, Inc.

### GÜÇ ENDEKS GÜCÜ

görüs penceresinde	lbs.	metrik
1	6 lbs.	2,7 kg
2	10 lbs.	4,5 kg
3	13,5 lbs.	6,12 kg
4	17 lbs.	7,7 kg
5	20 lbs.	9 kg
6	54 lbs.	10,88 kg

### SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI





	<b>KURU TUTUNUZ</b>
	<b>GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ BIRAKMAYINIZ</b>

Ciddi olaylar, hastanın ikamet ettiği ülkedeki yetkili makama ek olarak DeRoyal Industries, Inc.'ye bildirilmelidir.

### GARANTİ

DeRoyal ürünleri ürün kalitesi ve içliçli açısından DeRoyal'den seviyakt tarihinden itibaren yüzyımi (120) gün garantilidir. **DEROVALIN YAZILI GARANTİLERİ SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ZİMİN GARANTİNİN YERİNİ VERİLİR.**

## ÓRTESE PARA JOELHO PRO-GLIDE™

	<b>USO EM UM ÚNICO PACIENTE</b>
	<b>NÃO ESTÉRIL</b>
	<b>NÃO É FABRICADO COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL</b>
	<b>A LEGISLAÇÃO FEDERAL DOS EUA RESTRINGE A VENDA OU UTILIZAÇÃO DESTES DISPOSITIVO PARA OS MEDIANTE A PRESCRIÇÃO DE UM MÉDICO OU PROFISSIONAL DE SAÚDE AUTORIZADO.</b>

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

**[i]** Leia todos os avisos e instruções antes de usar. A aplicação correta é essencial para o funcionamento adequado do produto e para reduzir o risco de lesão ou reincidência de lesão inerente ao uso de qualquer órtese. Use somente em pessoas para as quais ele foi disponibilizado por um profissional de saúde e somente para o uso destinado.

### FINALIDADE DE USO

A órtese para joelho foi criada para o tratamento de rigidez de articulações e contraturas estabelecidas em tecidos moles que podem ter resultado de traumatismo ou imobilização.

### AVISO

- Inspeção a órtese quanto a componentes danificados ou ausentes antes do uso.
- Interrompa o uso e consulte seu prescritor se a órtese ou seus componentes quebrarem ou forem danificados.
- O uso prolongado pode resultar em atrofia muscular no usuário. O usuário pode precisar de (1) um período de desmame da órtese para construir força muscular, (2) exercícios de fisiologia regulares para manter a força da perna, (3) um limite na duração da utilização do uso (4) alguma combinação de desses itens. O prescritor deve comunicar esses riscos ao usuário e determinar o plano de tratamento.

### PRECAUÇÕES

- Um médico ou um profissional devidamente licenciado (um "prescritor") familiarizado com o uso e a finalidade desta órtese deve colocá-la no usuário. O prescritor tem o dever de fornecer instruções de uso e informar os riscos relacionados ao uso desta órtese para outros profissionais de saúde que tratam os usuários e os próprios usuários, incluindo a duração do uso. As instruções fornecidas neste encarte não substituem o protocolo hospitalar ou ordens diretas do prescritor. Use somente conforme as instruções.
- Inspeção o ajuste da órtese no paciente para garantir que ele seja apropriado. **NÃO APORTE DEMAIS.** Verifique regularmente para